

2022年3月24日

## 介護シリーズのハイエンドモデルが新しくなって登場！！ 「ラップポン・プリート（S）」

介護用自動ラップ式トイレ「ラップポン・プリート（S）」を2022年5月26日（木）に発売いたします。



水を使わず、臭いも漏らさず、排泄物等を密閉して微生物（細菌）も遮断するトイレとして、自動ラップ式機構を搭載した、「ラップポン・プリート（S）」が「ラップポン・エール2」の後継機として2022年5月26日（木）に新発売となります。

### 1. 商品の特徴

#### ・自動ラップ機構搭載で密封個包装に

自動式ラップ機構は熱圧着によって排泄物を1回毎に密封します。個包装するので、臭いも菌も漏らさず衛生的です。

#### ・悪臭防止

熱圧着により排泄物の悪臭をフィルムの外に漏らしませんので、部屋に広がる臭いの問題を解決できます。

#### ・二次感染防止

細菌等もフィルムの中に閉じ込めるため、二次感染防止に役立ちます。

#### ・安心の緊急袋付

停電時や故障時など、もしもの時に使用することができる緊急袋が2枚ついています。袋のため洗浄の手間もありません。

※緊急袋はご利用の頻度により別売りを購入することが可能です。

## ・介護の質の向上

自動ラップでバケツの洗浄不要のため排泄ケア時間が短縮され、介護の質の向上が図れます。

## ・利用者の負担軽減

自身の排泄物を見られたくないという気持ちや掃除をしてもらうことへの遠慮を考慮し、利用者の自尊心を持った排泄が可能となります。

## ・利用者の自立支援

凝固剤を入れ、ボタンをワンプッシュするだけなので簡単に使え、自立支援に役立ちます。ADL・QOLの維持・向上につながります。

## 1. 椅子の特徴

### ・部屋に馴染む木目のデザイン

どの部屋にも馴染む、焦げ茶色を基調としたデザイン。便座カバーをおろせば、普通の椅子としても使用できます。座面は、ベージュ・ダークブラウン・ピンクの3色から選んでいただけます。

### ・肘掛け付きの安定感を重視したデザイン

体重をかけても転倒することがないように椅子本体に重量を持たせ、ひじ掛け付きで着席時の負担を和らげます。

### ・跳ね上げ式の肘

肘を跳ね上げることにより、ベッドからトイレへの移動時の負担を和らげます。肘掛けは、使い方の体格や症状に合わせて18・21・24cmの高さ調整が可能です。ご使用時はロックされるため誤作動の心配がありません。レバーを前方に押すだけで解除でき、簡単に操作が行えます。

### ・ペーパーホルダー付き

トイレを配置する部屋のデザインに合わせて、左右どちらにも取り付けが可能です。

### ・座面の高さ調節

使う方の体格や、ベッドの高さに合わせて座面の高さが40・43・46cmの3段階で調節することができます。

### ・移動用キャスター付き

トイレ後方の脚にキャスターが付いており、椅子を倒しての移動が楽に行えます。

### ・3種類の便座から選択

普通便座、やわらか便座、暖房便座の3種類からお好みのタイプが選択できます。

※暖房便座は2022年10月頃の発売となります。

## 3. 商品概要

商品名	: ラップボン・プリート (S)
発売日	: 2022年5月26日(木)
カラー	: ベージュ、ダークブラウン、ピンク
価格	: 普通便座 : 149,600円(税込) やわらか便座 : 155,100円(税込) 暖房便座 : 166,100円(税込)

※暖房便座は2022年10月頃の発売となります。

電 源	: AC100V±10V
消 費 電 力	: 動作時 75W、待機時 5 W 以下
サ イ ズ	: 本体・・・幅 542mm×奥行 510mm×高さ 800mm、830、860mm 座面高・・・・・・・・ 400、430、460mm 肘高（便座面から）・・・180、210、240mm 座幅・・・420mm
重 さ	: 約 27.0Kg（本体）
材 質	: 椅子：ラバーウッド（ウレタン塗装）、スチール 普通便座：ポリプロピレン樹脂 やわらか便座：発砲ポリエチレン、ポリプロピレン樹脂 暖房便座：ABS 樹脂 ※暖房便座は 2022 年 10 月頃の発売となります。
付 属 品	: ジグリン（フィルム装着用治具）、AC アダプター、緊急袋（2 枚）
消 耗 品	: フィルムカセット T3（約 60 回分/1 巻） フィルムカセット BOS タイプ（約 50 回分/1 巻） 専用凝固剤カタメルサー T3（約 60 回分/1 袋） ※消耗品は別売りとなります。 ※現行製品用の消耗品をそのままお使いいただけます。

#### 【ラップポン・エール2からの変更点】

- ①肘掛けが自動ロックされるようになり、ロックのかけ忘れによる使用時の誤作動の心配が無くなりました。
- ②肘掛けのロックが真ん中辺りに設置され、レバーを前方に押ししてロック解除をする仕様に変更になりました。
- ③緊急時の対応として、バケツタイプから洗浄が不要な緊急袋（2 枚）の付属へと変更になりました。
- ④座幅が 400mm（エール2）⇒420mm（プリート（S））と大きくなりました。

U R L : <http://www.wrappon.com/>

#### 【ラップポン・プリートに関するお問い合わせ先】

日本セイフティー株式会社 ラップポン事業部

担当：外山

TEL：03-6369-2223

FAX：03-6369-2228

e-mail：wrappon@nihonsafety.com